

082207

English

RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD
INSTRUCTION GUIDE FOR ANTERIOR NASAL SWAB SPECIMENS
For self-testing

	1N40C5-2	For 1 Test/Box
	1N40C5-4	For 5 Tests/Box
	1N40C5-6	For 20 Tests/Box

Please follow the instruction leaflet carefully.

INTENDED USE
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an immunochromatography based one step in vitro test. It is designed for the rapid qualitative determination of SARS-CoV-2 virus in anterior nasal swabs from individuals with or without symptoms or other epidemiological reasons to suspect COVID-19. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card detects the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein (N protein). Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card shall not be used as sole basis to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infection. Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

The novel coronavirus belongs to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Currently, the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection, asymptomatic infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

Components	For 1 Test/Box	For 5 Tests/Box	For 20 Tests/Box
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (sealed foil pouch)	1	5	20
Sterile swab	1	5	20
Extraction tube	1	5	20
Sample extraction buffer	1	5	20
Tube stand (with its leaflet)	1	1	1
Tube stand (1 packaging)	1	1	1

PERFORMANCE (SENSITIVITY AND SPECIFICITY)
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card was compared to the confirmed clinical diagnosis. The study involved 1063 nasal samples. The test results are summarized below:

Evaluated Reagent Results	RT-PCR Results		Total
	Positive (+)	Negative (-)	
Positive (+)	425	1	426
Negative (-)	10	627	637
	435	628	1063

Sensitivity (PPA) = $425/435 \times 100\% = 97.70\%$ (95% CI: 96.29% - 99.11%)
Specificity (NPA) = $627/628 \times 100\% = 99.84\%$ (95% CI: 99.53% - 99.99%)
Accuracy (OPA) = $1052/1063 \times 100\% = 98.97\%$ (95% CI: 98.36% - 99.57%)

A feasibility study demonstrated that:
- 99.84% of non-professionals carried out the test without requiring assistance
- 99.82% of the different types of results were interpreted correctly

None of the following substances at the tested concentration showed any interference with the test.

Substance	Concentration
Whole Blood:	10%
Phenylephrine:	15%
Menthyl:	0.15%
Fluticasone Propionate:	5%
Oxetetracycline Phosphate:	0.5%
Alkaloid:	10%
Oxymetazolin:	0.0004%
Cromolyn:	5%
Mupirocin:	0.25%
Sodium chloride:	5%
Mucin:	2%
Oxymetazolin:	15%
Benzocaine:	0.15%
Zincam Nasal Spray:	5%
Human Anti-mouse Antibody (HAMA):	60 ng/mL

CROSS-REACTIVITY
Cross-reactivity of the Test Device was evaluated by testing viruses and other microorganisms. The final test concentrations of viruses and other microorganisms are documented in the Cross-Reactivity Study. The following viruses and other microorganisms except the Human SARS-coronavirus have no effect on the test results of the Test Device: Human coronavirus 229E, Human coronavirus OC43, Human coronavirus NL63, Human coronavirus HKU1, MERS coronavirus, Parainfluenza Virus 1-4, Enterovirus EV71, Respiratory syncytial virus, Rhinovirus, Influenza A virus (H1N1 and H3N2), Influenza B virus (Yamagata and Victoria), Adeno virus 71, Human Metapneumovirus (hMPV), Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pneumocystis jirovecii (PJP) and Pooled human nasal wash.

IMPORTANT INFORMATION BEFORE THE EXECUTION

1. Read this instruction guide carefully.
2. Do not use the product beyond the expiration date.
3. Do not use the test kit if the seal is damaged or the seal is broken.
4. Store the test device at 4 to 30 °C in the original sealed pouch. Do Not Freeze.
5. The product should be used at room temperature (15 °C to 30 °C). If the product has been stored in a cool area (less than 15 °C), leave it at normal room temperature for 30 minutes before use.
6. Handle all specimens as potentially infectious.
7. Inadequate or inappropriate specimen collection, storage, and transport may yield inaccurate test results.
8. Use the swabs included in the test kit to ensure optimal performance of the test.
9. Correct specimen collection is the most important step in the procedure. Make sure to collect enough specimen material (nasal secretion) with the swab, especially for anterior nasal sampling.
10. Do not use the swab several times before collecting specimen.
11. The specimens should be tested as soon as possible after collection.
12. Apply the drops of test specimen only to the specimen well (S).
13. Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
14. When used as intended, there should not be any contact with the extraction buffer. In case of contact with skin, eyes, mouth or other parts, rinse with clear water. If an irritation persists, consult a medical professional.
15. Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

LIMITATIONS

1. The test is to be used exclusively for the qualitative detection of SARS-CoV-2 viral antigen in anterior nasal swab specimens. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined as part of this test.
2. Proper specimen collection is critical. Failure to follow the procedure may result in inaccurate test results. Improper collection, storage, or even freezing and thawing of the specimen can lead to inaccurate test results.
3. If the viral load of the specimen is below the detection limit of the test, the test may produce a negative result.
4. As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should be made by the physician after evaluation of all clinical and laboratory results.
5. A negative result does not exclude viral infection except for SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.
6. A positive result does not exclude coinfection with other pathogens.
7. The SARS-CoV-2 rapid antigen test can detect both viable and non-viable SARS-CoV-2 material. The performance of the SARS-CoV-2 rapid test is dependent on viral load and other diagnostic methods performed on the same specimen.
8. Users should test specimens as soon as possible after specimen collection and within two hours of specimen collection.
9. Sensitivity for nasal or oropharyngeal swabs may be lower than nasopharyngeal swabs. It is recommended to use the nasopharyngeal swab specimens by healthcare professionals.
10. Monoclonal antibodies may fail to detect, or detect with less sensitivity, SARS-CoV-2 viruses that have undergone minor amino acid changes in the target epitope region.
11. The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. Viruses collected after day 5-7 of illness are more likely to be tested negative compared to a RT-PCR assay.
12. The test was validated with the assorted swabs. Use of alternative swabs may result in false negative results.
13. The validity of Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card has not been proven for identification/confirmation of tissue culture isolates and should not be used in this capacity.
14. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens. Positive results may occur in cases of infection with SARS-CoV.

PREPARATION










- Clean, clean and dry a flat surface.
- Check the test kit contents. Make sure that nothing is damaged or broken.
- Rinse at hand.
- Blow your nose several times before collecting specimen.
- Wash hands.

DISPOSAL

The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

PROCEDURE

This test is suitable for people of all ages. The recommended ages are aging from 14 to 90. Children under 14 years of age should be tested by an adult. Do not continue the test if the child feels any pain.

**INTERPRETATION OF RESULTS**

Positive:
Two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive. Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.

Negative:
If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.

Invalid:
If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.

QUALITY CONTROL

The control line is an integrated reagent and is used to control the procedure. The control line appears when the test has been performed correctly and the reagents are reactive.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. How does the detection work?
The reaction of the SARS-CoV-2 virus reacts with the stripe-like coating of the test line and, if present, results in a color change, i.e. a red line appears. Therefore, if the sample does not contain any viral proteins or antigens, there will be no red test line (T).

2. When should I test myself?
You can test yourself whether you have symptoms or not. Studies show that earlier testing within the first 4 days of illness typically means a higher viral load, which is easier to detect. Since the test result is a snapshot valid for that point in time, testing should be repeated as recommended by local authorities.

3. What can affect my test result? What should I pay attention to?
Be sure to blow your nose multiple times before collecting the specimen. Be sure to visibly collect sample material (nasal secretions). Perform the test immediately after taking the sample. Follow the instructions for use carefully. Apply the drops of extraction solution only to the sample well (S). Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.

4. The test strip is clearly discolored or smudged? What is the reason for this?
Please note that the test card should not be used with more than 3 drops of sample, as the liquid absorption of the test strip is naturally limited. If the control line does not appear or the test strip is badly smudged or discolored, making it unreadable, please repeat the test according to the instructions.

5. I have taken the test, but I don't see a control line (C). What should I do?
Your test result is invalid. Observe the answer to question 4 and repeat the test according to the instructions for use.

6. I'm unsure about reading the result. What should I do?
For the result to be positive, 2 straight horizontal lines must be clearly visible with the full width of the cassette. If you are still unsure about the results, contact the nearest health authority according to the recommendations of your local authorities.

7. My result is positive. What should I do?
If your result is positive and the test kit clearly indicates the control line as well as the test line, you should contact the nearest medical facility as recommended by your local authorities or you should be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.

8. My result is negative. What should I do?
If the test kit only clearly shows the control line, this may mean that you are negative or that the viral load is too low to be detected. If you experience symptoms (fever, fatigue, loss of sense of smell or taste, etc.), always consult your primary care physician, or the nearest health care facility as recommended by your local authorities. If you are not sure, you can repeat the test.

9. How can I dispose of the product?
The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

Accessories	Manufacturer	EC-Representative	CE-Mark
Swab A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangming District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	 acc. 93/42/EEC
Swab B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street, Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lugo No18, CP 29006, Malaga, Spain	 acc. 93/42/EEC
Swab C	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan 318020 Taizhou, Zhejiang, P.R.China	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	 acc. 93/42/EEC
Swab D	Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. 16-84#1 North Qingyang Road, Tianjing District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China	Luxus Lebenswelt GmbH Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany	 acc. 93/42/EEC

Version 6.0 Date: August 15, 2021

Manufacturer: Xiamen Bosen Biotech Co., Ltd.
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial
Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China.
Authorized Representative: Lotus Nl B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Hrvatski / Croatian**UPUTE ZA KORIŠTENJE BRZOG SARS-COV-2 ANTIGEN TESTA ZA UZORKE BRISA IZ PREDNJEG NOSA ZA samotestiranje**

	1N40C5-2	Za 1 test/kutija
	1N40C5-4	Za 5 testova/kutija
	1N40C5-6	Za 20 testova/kutija

Pažljivo slijedite letak s uputama.

NAJVAŽNA
Bris SARS-CoV-2 antigen test je in vitro test na osnovi imunokromatografije. Dizajniran je za brzo kvalitativno određivanje virusa SARS-CoV-2 u prednjim brisovima nosa od osoba sa ili bez simptoma ili drugih epidemioloških razloga za sumnju na COVID-19. Brisi testa za ispitivanje antigena SARS-CoV-2 otkrivaju nukleokapsidni protein SARS-CoV-2 (protein N). Brza SARS-CoV-2 antigen testa kartica ne smije se koristiti kao jedina osnova za dijagnosticiranje ili isključivanje infekcije virusom SARS-CoV-2. Djeci mlađoj od 14 godina treba pomagati odrasla osoba.

Sažetak
Novi koronavirus pripada β rodu. COVID-19 je akutna respiratorna zarazna bolest. Ljudi su općenito osjetljivi. Trenutno su pacijenti zaraženi novim koronavirusom glavni izvor zaraze, zaražene osobe bez simptoma također mogu biti izvor zaraze. Na temelju trenutnog epidemiološkog istraživanja razdoblje inkubacije je 1 do 14 dana, uglavnom 3 do 7 dana. Glavne manifestacije uključuju vrućicu, umor i suhi kašalj. Zaprjepljenje nosa, curene nosa, gripa, bolovi u mišićima i proljev nalaze se u nekoliko slučajeva.

MATERIJALI I KUTILIJA

komponente	Za 1 test/kutija	Za 5 Test/kutija	Za 20 Test/kutija
Brisa SARS-CoV-2 antigena testna kartica (pakirana u foliju vrećice)	1	5	20
Sterilni bris	1	5	20
Tuba za ekstrakciju	1	5	20
Otopina za ekstrakciju uzoraka	1	5	20
Upute za uporabu (ovaj letak)	1	1	1
Stakak za tubu	1 (pakiranje)	1	1

IZVEDBE (OSJETLIVOST I SPECIFIČNOST)

Brzi antigen SARS-CoV-2 test uspoređen je s potvrđenom kliničkom dijagnozom. Studija je obuhvatila 1063 uzorka nosa. Rezultati ispitivanja sažeti su u nastavku:

Procijenjeni rezultati reagensa	RT-PCR Rezultati		Ukupno
	pozitivno (+)	Negativno (-)	
pozitivno (+)	425	1	426
Negativno (-)	10	627	637
Ukupno	435	628	1063

Senzitivnost (PPA) = $425/435 \times 100\% = 97.70\%$ (95% CI: 96.29% - 99.11%)
Specifičnost (NPA) = $627/628 \times 100\% = 99.84\%$ (95% CI: 99.53% - 99.99%)
Točnost (OPA) = $1052/1063 \times 100\% = 98.97\%$ (95% CI: 98.36% - 99.57%)

Studija izvodljivosti pokazala je sljedeće:
- 99.84% ne-profesionalnih korisnika je provelo test bez potrebne pomoći
- 99.82% različitih vrsta rezultata ispitivanja je protumačeno

SMETNJE

Ništa od sljedećih tvari u testiranoj koncentraciji nije pokazalo nikakvo ometanje testa.

Kov.:	Alkaloid:	Mucin:
Phenylephrin: 15%	Tobramycin: 0,0004%	Oxymetazolin: 15%
Menthyl: 0.15%	Cromolyn: 5%	Benzocaine: 0.15%
Fluticasone propionate: 5%	Mupirocin: 0.25%	Zincam sprej za nos: 5%
Oxetetracycline fosfat: 0.5%	Natrijev klorid: 5%	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

KRIZNA REAKTIVNOST

Kriza reakcija nastaje ocjenjena je testiranjem virusa i drugih mikroorganizama. Konkretno testne koncentracije virusa i drugih mikroorganizama dokumentirane su u Studiji krizne reaktivnosti. Slijedeći virusi i drugi mikroorganizmi osim humanog SARS-coronavirusa nemaju utjecaja na rezultate ispitivanja testnog uzorka: humani koronavirus 229E, humani koronavirus OC43, humani koronavirus HKU1, koronavirus MERS, koronavirus 229E, žmugav koronavirus OC43, žmugav koronavirus NL63, žmugav koronavirus HKU1, MERS koronavirus, parainfluenza virusa 1-4, enterovirus EV71, respiratorni sincicijski virus, Rinovirus, Influenza B virus (Yamagata i Victoria), adeno virus 71, humani metapneumovirus (hMPV), Staphylococcus epidermidis, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pneumocystis jirovecii (PJP) i skupljeni nosni ispirak.

VAŽNE INFORMACIJE PRIJE TESTIRANJA

1. Pažljivo pročitate ovaj vodič s uputama.
2. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja.
3. Provedite ili premoćite kapi otopine za ekstrakciju u područje označeno ili nije završeno.
4. Testni uređaj čuvajte na 4 do 30 °C u originalnoj zatvorenoj vrećici. Ne smrzavati.
5. Proizvod treba koristiti na sobnoj temperaturi (15 °C do 30 °C). Ako je proizvod pohranjen u hladnom području (manje od 15 °C), ostavite ga na normalnoj sobnoj temperaturi 30 minuta prije upotrebe.
6. Rukovanje svim uzorcima kao potencijalno zaraznima.
7. Neodgovarajuće ili nepravilno prikupljanje uzoraka, skladištenje i prijevoz mogu dati netočne rezultate ispitivanja.
8. Koristite briseve uključene u testni komplet kako biste osigurali optimalnu učinkovitost testa.
9. Ispravno uzimanje uzorka najvažniji je korak u postupku. Svakako prikupite dovoljnu količinu materijala (nosne sekrecije) s brisom, osobito za prednje uzorkovanje nosa.
10. Ispuštite nos nekoliko puta prije uzimanja uzorka.
11. Uzorak treba testirati što je prije moguće nakon uzimanja brisa.
12. Kapi testnog uzorka nanosite samo na predviđeni otvor (S).
13. Proučite ili premoćite kapi otopine za ekstrakciju koje dovode do nevažne ili netočnog rezultata testa.
14. Kada se koristi kao je predviđeno, ne smije doći do kontakta s otopinom za ekstrakciju. U slučaju kontakta s kožom, ocima, ustima ili drugim dijelovima, isprati čistom vodom. Ako iritacija potraje, obratite se liječniku.
15. Djeci mlađoj od 14 godina treba pomagati odrasla osoba.

Ograničenja

1. Test se treba koristiti isključivo za kvalitativno određivanje SARS-CoV-2 virusnog antigena u uzorcima prednjeg brisa nosa. Točna koncentracija SARS-CoV-2 virusnog antigena ne može se utvrditi kao dio ovog testa.
2. Pravilno uzimanje uzorka je kritično. Nepravilna priprema može rezultirati netočnim rezultatima ispitivanja. Nepravilno uzorkovanje, skladištenje ili pak zamrzavanje i odmrzavanje uzorka može dovesti do netočnih rezultata ispitivanja.
3. Ako je virusno opterećenje uzorka ispod granice detekcije, test može proizvesti negativan rezultat.
4. Kao i kod svih dijagnostičkih testova, konačna klinička dijagnoza ne bi se trebala temeljiti na rezultatu jednog testa, već bi je liječnik trebao napraviti nakon procjene svih kliničkih i laboratorijskih rezultata.
5. Negativan rezultat ne isključuje virusnu infekciju SARS-CoV-2 i treba ga potvrditi molekularnim dijagnostičkim metodama ako se sumnja na COVID-19.
6. Pozitivan rezultat ne isključuje infekciju s drugim patogenima.
7. Brzi antigeni test SARS-CoV-2 može otkriti i održi i neži SARS-CoV-2 materijal. Performanse brzog testa SARS-CoV-2 ovisne o virusnom opterećenju i možda nisu u koraciji s drugim dijagnostičkim metodama koje se izvode na istom uzorku.
8. Koristite testnu testnu uzorku što je prije moguće nakon prikupljanja uzoraka i unutar dva sata od prikupljanja uzorka.
9. Osjetljivost za briseve nosa ili orofarinksa može biti niža od briseva nazofarinksa. Preporuča se uzimati uzorke nazofarinksnog brisa od strane završanih djelatnika.
10. Monoklonalna protjela mogu uzrokovati grešku otkrivanja ili otkriti s manje osjetljivosti SARS-CoV-2 virusne koji su prošli manje promjene aminokislina u.
11. Količina antigena u uzorku može se smanjiti kako se trajanje bolesti povećava. Primjeri prikupljeni nakon 5-7 dana bolesti imaju veću vjerojatnost da će biti negativni u usporedbi s RT-PCR testom.
12. Test kit je potvrđen raznim brisevima. Korištenje alternativnih brzih uzoraka iznad negativnih rezultata.
13. Valjnost brzog SARS-CoV-2 antigena testa nije dokazana za identifikaciju/potvrdu izolacija kulture tkiva i ne smije se koristiti u tom svojstvu.
14. Pozitivni rezultati testova ne isključuju infekcije s drugim patogenima. Pozitivni rezultati mogu se pojaviti u slučajevima infekcije virusom SARS-CoV-2.

PRIPREMA

- Očistite i osušite ravnu površinu.
- Provjerite sadržaj testnog komplet. Pobrinite se da ništa nije oštećeno ili slomljeno.
- Držite sat pri ruci.
- Ispuštite nos nekoliko puta prije uzimanja uzorka.
- Operite ruke.

Rasplojanje

Testni komplet može se odlagati u uobičajenom kućnom otpadu u skladu s važećim lokalnim propisima.

POSTUPAK

Ovaj test je pogodan za ljude svih uzrasta. Preporučuje se da testiranje vrše osobe od 14 do 90 godina. Djecu mlađu od 14 godine treba testirati odrasla osoba. Nemojte nastaviti s testiranjem ako dijete osjeća bilo kakvu bol.

1 Rotirajte poklopac bočice za ekstrakciju uzorka.
Opaz: Otvorite ga dalje od lica i pazite da ne proljete tekućinu.

Isitnite svu tekućinu za ekstrakciju iz bočice u tubu za ekstrakciju.
Opaz: Izbjegavajte dodirivanje bočice uz tubu.

Pronađite bris u zatvorenom omotu unutar kompleta. Identificirajte mekani vrh brisa obložen tkanom.

Pažljivo uvucite ambalžaž brisa i nježno izvadite bris.
Opaz: Rukava nikada ne dirajte mekani vrh tkanine brisa.

Pažljivo umetnite bris u jednu nosnicu. Vrh brisa treba umetnuti ne manje od 2.5 cm od ruba nosnice. Rotirajte bris 3-4 puta duž sluznice unutar nosnice. Ostavite bris u nosnici nekoliko sekundi. Koristite isti bris, ponovite ovaj proces za drugi nosniću. Puvajte bris iz nosne šupljine.
Opaz: Možete osjetiti neugodno. Nemojte umetnuti bris dublje ako osjećate snažan otpor ili bol.

Stavite bris u tubu za ekstrakciju. Rotirajte bris tri do pet (3-5) puta. Ostavite bris u tubi sa ekstrakcijskom otopinom 1 minutu.

Prišma sišnite/uštinite tubu za ekstrakciju i uklonite otopinu iz brisa što je više moguće.

Donesite testnu karticu iz kompleta na sobnu temperaturu prije testiranja. Otvorite vrećicu i uložite karticu. Stavite karticu na ravnu površinu.

Opaz: Nakon otvaranja, testna kartica mora se odmah koristiti.

Preokrenite ekstrakcijsku tubu i dodajte 3 kapi (oko 75 µL) testnog uzorka u otvor (S) laganim stezanjem ekstrakcijske tube.
Opaz: Potrebno je izbjegavati stvaranje mjehurića zraka u otvoru (S).


Rezultate pročitate u 15-20 minuta.
Opaz: Rezultati nakon 20 minuta možda neće biti točni. Koristite uređaj može se odlagati u uobičajenom kućnom otpadu u skladu s važećim lokalnim propisima.

TUMAČENJE REZULTATA

pozitivan:
Ako se dvije obojene trake pojave: jedna obojena traka u Kontrolnoj zoni (C), a druga u Testnoj zoni (T) u roku od 15-20 minuta, rezultat testa je pozitivan.
Opaz: Bez obzira na to koliko je obojena traka u testnoj zoni (T), rezultat treba smatrati pozitivnim.

Negativan:
Ako se linija bo

7. Sumeite mēgintuvēlī pīrīstāri i kiek jnāmona nuogrēkīe tīrpalō tī tampono.



8. Ant mēgintuvēlo su mēgīnio sandariā uzdēkīe angaļo dangtī. **Atenție:** Ne atņiegti nicodātā vārful moale din testurātā at tamponului cu mâinile.

9. Pīrīst testō atīkima, rīnkīno komponētus pasīdykīte īkī kambīario temperatūrō. Atīdāykīte maīšīrīe ir īsīmīkte kasētē, Padēkīte kasētē ant īygāus pavīrsīaus. **Dēmīso:** Aīdīarīus testō kasētēs pakūtē, tīrīma reīkīa atīkīe nedeīstānt.

10. Mēgintuvēlī su mēgīnio apvērskīe īr atsargīāļ spausdāmī mēgintuvēlī, ī mēgīnio duobutē (S) īļsīmīkte 3 laīsus (apie 75 μL) mēgīnio. **Dēmīso:** mēgīnio duobutēje (S) reīkīa vengī orō burbulīkū sūsdīarīmo.

11. Vērīfīkīte rezulatātus 15-20 minūčkā bēgīje. **Dēmīso:** Rezulatātī po 20 minūčkā galī bōtī nekīstīs. Pānauzōtē testō kasētē galīmā īsēmīstī su īprastīmīs butīnīmīs atīkīomīs, laikītīs ganjōzūčkā vīetīnā tāīskīļk.

REZULTĀTU INTERPRETĀCIJA
Teigjams: Jēi pēr 15-20 minūčkū atīsrāndā dvī spalvotō juostelēs – vīena kontrolēs zonōje (C) īr vīena - rezulatō zonōje (T).
Dēmīso: Nesvārīu, kōkīa sīlīpnō spalvōs juostelē īr rezulatō zonōje (T), rezulatātus turētū bōtī laikīmōs teļgīam.

Neīgījams: Jēi kontrolēs zonōje (C) atīsrāndā vīenā spalvotā juostelē, o rezulatō zonōje (T) pēr 15-20 minūčkū neīrīšņykīa jōkīo spalvotā juostelē, tīrīmo rezulatātus īr neīgījams.

Netīkīkījams: Jēi pēr 15-20 minūčkū kontrolēs sīrtīje (C) neatsīrdānā spalvotā līnīja, testas negaļīja. Pakartokīte testā su naujā testō kasētē.

Netīkīkījams KOKYBES KONTROLĒ
Kontrolēs līnīja īr īntrōgātā ī testō kasētē īr nāudojāmā procedurāī uzītkīrtī. Kontrolēnē līnīja pasīrodo, kā tīrīmas atīktās teīsgīngā ī reagentā īr reaktīvās. **Dažnāī uzdoūdām klāusīmām (DUK)**
1. Kāp vīēnā nūstātījams?
SARS-CoV-2 vīrusā īn bālīkmā īreagūjo su reagentām, kurīās padēgām daļīmo līnījōs sīrtīje īr. Jēi aplīkāmīs vīrusō antigenas, pasīkētāā spalvā. Tīrī, atīsrāndā raudonā līnīja. Todēj, jēi mēgīnīje nēra vīrusīnī bālgām ar antigenu, raudonā rezulatō līnīja neīrīšņykīs (T).
2. Kādā turēcīā ī galēcīāū pasīdīrtī sū testā?
Galēcīā pasīdīrtī testā nēra īkīnsīkīnīzīngā īr ītīe sīrtījōmā, ar nē. Kīnīkīnīs sīrtījōs nod, kād pēr mīnīmās, 4 līgnīs dāms papārsātī raudonā dīdēnē vīro koncentracīja īr īr dīdēnē īskīmībē, kād testas vīrusu nūstātījams. Kadangi testō rezulatātus īr pīrīmājis, galījānīs tū momentu, testā reīkīa pakartokī, kāp rekomēndūjo vīēnā vādīdīs īnstīcūjōs.

3. Kāp galī turētī ītakīs manō testō rezulatātā? Kā turēcīāū atkrēptī dēmīstī?
Pīrīst pāmīdāmī mēgīnī, bōtīnāl īkītīs kartūs īspūskītīs nēt. Bōlīnā matāmī sūmīkītē mēgīnio medīzīgā (nosīs īskīvār). Atīkītē testā īskārī pēr mēgīnio pāmīno. Atīdīāī laikītīkīs nāudojīmo īnstīcūjōs. Būferīno tīrpalō īlakītē īkītī ī kasētēs mēgīnio duobutē (S).
4. Testō rezulatō juostelē īr āīskīāī pakūtī āī īsīļīejuō? Kōkīā pōrīzīastī?
Atkrēptīkē dēmīstī, kād ī testō kasētēs mēgīnio duobutē negaļīmā īsītīnī daugām kā 3 laīsus mēgīnio, nes kasētēs sīkdykī absorbēcīa natūrālījā īr rībotā. Jēi kontrolēnē līnīja neatsīrdānā ar rezultātō līnīja īr labā īsīļīejuā ar pasīkētās spalvā, todēj jōs negaļīmā īvērītī, pakartokīte tīrīngā pagā īnstīcūjōs.

5. Ās atīkū testā, bet nematūo kontrolēs līnījōs (C). Kā turēcīāū dārītī?
Tīrīmo rezulatātus netīsgījams. Šīkdykīe īsībātīmīs ī klāusīmā īr pakartokīte testā pagāl nāudojīmo īnstīcūjōs.

6. Ās nesu ītkīras dēlī rezulatō vērītīno. Kā turēcīāū dārītī?
Kād rezulatātus bōtī teļgījams, 2 īteīos horizontālo līnījos tūrī bōtī āīskīāī matomēs pēr vīšā vādīdīs pītōjī. Jēi vīs dār nesatē tīkīrī dēlī rezulatātā, kreīpītīs īr ārtīmāīsu sīvekītōs prēcīzīōns īstījā pagāl savō vīēnā vādīdīs rekomēndācijas.

7. Māno rezulatātus teļgījams. Kā turēcīāū dārītī?
Jēi jīsū rezulatātus teļgījams īr testā āīskīāī matomēs kontrolēnē ī rezulatō līnījōs, turētūmē āīskīāī su ārtīmāīsu medicīnīs īstījā, kāp rekomēndūjo jīsū vīetīnā vādīdīa. Jīsū testō rezulatātīs galī bōtī dār kartā pālīkītīs, o īnstīcūjō ā īstījā pāīkītīs tīnkāmōs tēlīmīs vīēknīs.

8. Māno rezulatātus īr neīgījams. Kā turēcīāū dārītī?
Jēi testā āīskīāī matomā tīkī kontrolēnē līnīja, tāī galī reīkītīs, kād esatē nesergāntīs, ārkā vīdū vīēnā kīekīs vīr pēr mazās, kād bōtī galīmā īr āīpkītī. Jēi pasīrēkīās sīmtomā (īgāvōs sīkams, karīvāīsnīs, mīgrēna, uosīs ar sīknojo pīrādāmīs īr kt.), kreīpītīs īr savō pīrīmāsī sīvekītōs prēcīzīōns vīēnā kīekīs ārtīmāīsu sīvekītōs prēcīzīōns īstījā, kāp rekomēndūjo jīsū vīēnā vādīdīs īnstīcūjōs. Jēī nesatē ītkīras, galītē pakartokī testā.

9. Kāp galīmā īsēmīstī testō rīnkīnī?
Testō rīnkīnī galīmā īsēmīstī su īprastīmīs butīnīmīs atīkīomīs pagāl galījānījās vīēnīs īstījamīs.

Priedas:	Gāmīntojos	CE - Atīstovs	CE-Zēnkīnīmīs
Tamponas A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Toujiao Town, Guangning District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	CE 1197 acc. 93/42/EEC
Tamponas B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengua No18, CP 29006, Málaga, Spain	CE 1197 acc. 93/42/EEC
Tamponas C	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. No. 10 Beiuyan Ave., Huangyan 318020 Taizhou, Zhejiang, P.R. China	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	CE 1197 acc. 93/42/EEC
Tamponas D	Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. 16-B4-#1 North Qingyang Road, Tanning District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China	Luxus Lebenswelt GmbH Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany	CE 1197 acc. 93/42/EEC
Simbolīnī pašīkīnīmīs	In Vitro Diagnostīkā	Zr.Nāudojīmo īnstīcūjōs	Galījōmo laikīs
Testū skīdīs rīnkīnjīe		Laīkīkītē saūsāi	Partījōs numērīs
	Igalītōs atīstovs	Laīkīkītē atīkīāi no saūsēs spīndīlīnī	Gāmīntojos
	Nenaudātī pakartokīnāi	Jēi pāzētās pakūtē, nēnaudokītē	Laīkījī rībosē 4-30 °C
1123	CE Zēnkīas		Īspējījams, prāšom žūrētī īnstīcūjō
	Sterīlīzētōs nāudojānt ētīleno oksīdā	Katālogo numērīs	
Gāmīntojos:	Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. 90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China	Igalītōs atīstovs:	Lotus NL B.V. Konings Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands
Versīje 6.0	Data: 2021, Rūgūtīs 15		

Română / Romanian

TEST RAPID ANTIGEN SARS-COV-2

GHID DE UTILIZARE PENTRU PROBELE DIN TAMPOANE NAZOFARINGIENE

Pentru auto-testare

REF 114N0CS-2	1 Test/cutie
REF 114N0CS-4	5 Teste/cutie
REF 114N0CS-6	20 Teste/cutie

Ve rugam urmatii instructiunile de utilizare atent, înainte de folosire.

Utilizare prevazuta

Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 este un test in vitro bazat pe imunocromatografie. Este conceput pentru determinarea rapidă calitativă a antigenului virusului SARS-CoV-2 în tampona nazale de la indivizi cu sau fără simptome sau al motive epidemiologice pentru a suspecta COVID-19. Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 detectează proteina nucleocapsidică SARS-CoV-2 (proteina N). Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 nu trebuie utilizat ca bază unică pentru diagnosticarea sau excluderea infecției cu SARS-CoV-2. Copii cu vârsta sub 14 ani ar trebui să fie ajutați de un adult.

SUMAR

Not coronavirus aparține genului β. COVID-19 este o boală infecțioasă respiratorie acută. Oamenii sunt, în general, susceptibili. În prezent, pacienții infectați cu noul coronavirus prezintă simptome de infecție, respiratorie, febră, tuse, durere de cap, simptome gastrointestinale, conjunctivită. Pe baza investigațiilor epidemiologice actuale, perioada de incubare este de 1 până la 14 zile, în mare parte de 3 până la 7 zile. Principalele manifestări includ febră, tuse și tuse uscată. Congestia nazală, curgerea nasului, durerea în gât, mialgia și dureră se găsesc în câteva cazuri.

MATERIALE FURNIZATE

Componente	Pentru 1 Test/cutie	Pentru 5 Teste/ cutie	Pentru 20 Teste/ cutie
Card de test rapid Antigen SARS-COV-2	1	5	20
Tampon steril	1	5	20
Tub de extracție	1	5	20
Tampon de extracție a probei	1	5	20
Instrumentul de utilizare	1	1	1
Suport tub	1 (cutie)	1	1

PERFORMANȚE (SENSIBILITATE ȘI SPECIFICITATE)

Cardul de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 a fost comparat cu diagnosticul clinic confirmat. Studiul a implicat 1063 probe nazale. Rezultatele testului sunt rezumat mai jos:

Rezultate reactivilor evaluati	Pozitiv (+)	Negativ (-)	Total
Pozitiv (+)	425	1	426
Negativ (-)	10	627	637
Total	435	628	1063

Sensibilitate (PPA) = 425/435*100% = 97.70% (95% CI: 96.29% - 99.11%)
Specificitate (NPA) = 627/628*100% = 99.84% (95% CI: 99.53% - 99.99%)
Acuratete (OPA) = 1062/1063*100% = 99.97% (95% CI: 98.36% - 99.97%)
PPV = 425/426 = 99.77% (95% CI: 99.31% - 99.95%)
NPV = 627/637*100% = 98.43% (95% CI: 97.46% - 99.40%)

Un studiu de fezabilitate a demonstrat că:
- 99.84% dintre neprofesionști au efectuat testul fără a necesita asistență
- 91% dintre persoanele tineri de rezulatate au fost interpretate corect

INTERFERENȚE

Nici una dintre următoarele substanțe la concentrații testate nu a prezentat nicio interferență cu testul.

Sange integral	Alcool	Mucin	Oximetazolină
1%	10%	2%	15%
Fehérvér: 1%	Tobramycin: 0.004%	Benzocaină	0.15%
Mentol: 0.15%	Cromolină	Spray nazal Zicam	5%
Propionat de fluocazonă: 5%	Mupirocin: 0.25%	Human Anti-epg1r Antitest (HAMA)	
Folofol de octilamoniu: 0.5%	Clonura de sodiu: 5%	Biotin: 1200 ng/ml	

REACTIVITATE INCRUCIATA

Reactivitatea încrucișată a dispozitivului de testare a fost evaluată prin testarea virusilor și a altor microorganismes. Concentrațiile finale de testare a virusilor și a altor microorganismes sunt documentate în tabelul de reactivitate încrucișată. Următorii virusi și alte microorganismes, cu excepția coronavirusului SARS uman, nu au niciun efect asupra rezultatelor testului dispozitivului de testare: coronavirus uman 229E, coronavirus uman OC43, coronavirus uman NL63, coronavirus uman HKU1, coronavirus MERS, virus parainfluenț 1-4, enterovirus EV71, virus sincițial respirator, rinovirus, virus gripal A (H1N1 și H3N2), virus gripal B (Yamagata and Victoria), Adenovirus 71, metapneumovirus uman (MPV), Sphingomonas epidermidis, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pneumocystis jirovecii (PJP) și Serratia marcescens.

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎNAINTE DE PROCEDURA DE TESTARE

- Citiți cu atenție acest ghid de instrucțiuni.
- Nu utilizați produsul după data de expirare.
- Prea multă sau prea puțină picătură de soluție de extracție pot duce la un rezultat incorect al testului.
- Păstrați dispozitivul de testare la 4-30 ° C în pungă originală sigilată. Nu înghețați.
- Produsul trebuie utilizat la temperatura camerei (15 ° C până la 30 ° C). Dacă produsul a fost depozitat într-o zonă rece (mai mică de 15 ° C), lăsați-l la temperatura normală a camerei înainte de a utiliza.
- Manipulați toate speciile ca fiind potențial infecțioase.
- Recoltarea, depozitarea și transportul necorespunzător al probeilor pot produce rezultate inexacte ale testelor.
- Ilustrați tamponul inclus în kit-ul de testare pentru a asigura performanța optimă a testului.
- Colectarea corectă a probeilor este cel mai important pas al procedurii. Asigurați-vă că ați colectat sulișt material de probă (secrete nazale) din tamponul.
- Suficient nasul de mai multe ori înainte de a colecta speciimenul.
- Probleme trebuie testate cât mai curând posibil după colectare.
- Aplicați picăturile probei de testare numa în sondă (S).
- Prea multă sau prea puțină picătură de soluție de extracție pot duce la un rezultat incorect al testului.
- Dacă este utilizat conșopțorul nu ar trebui să intre în contact cu sulișta tampon. În caz de contact cu pielea, ochii, gura sau alte părți clătite cu apă curată. Dacă întârta perșta consultați un cadru medical.
- Copiii sub 14 ani ar trebui să fie ajutați de un adult.

LIMITĂRI


- Testul trebuie utilizat exclusiv pentru detectarea calitativă a antigenului viral SARS-CoV-2 la specieme nazale tampon nazal. Concentrația exactă a antigenului viral SARS-CoV-2 nu poate fi determinată ca parte a acestui test.
- Colectarea corectă a probeilor este esențială. Nerespectarea procedurii poate duce la rezultate inexacte ale testelor. Colectarea, depozitarea sau chiar înghețarea și decongelarea necorespunzătoare a probeilor pot duce la rezultate inexacte ale testelor.
- La fel încărcațura vīrālă a probei este sūm limitā de rezulatāt. Rezulatātul testōi poate prodūce un rezultat inexact.
- Chīe līnīe în cazul tuturor testelor de diagnostic, un diagnostic clinic defīnīv nu ar trebui să se bazeze pe rezulatātul unī singur test; ci trebuie făcut de către medic după evaluarea tuturor rezultatelor clinice și de laborator.
- Un rezultat negativ nu exclude infecția virală, cu excepția SARS-CoV-2 și ar trebui confirmat prin metode de diagnostic molecular în cazul în care se suspectează COVID-19.
- Un rezultat pozitiv nu exclude coinfecția cu alți agenți patogeni.
- Testul rapid al antigenului SARS-CoV-2 poate detecta atât materialul SARS-CoV-2 viabil, cât și cel neviabil. Performanța testului rapid SARS-CoV-2 depinde de încărcațura vīrālă și nu poate fi corelată cu alte metode de diagnostic efectuate pe același speciimen.
- Utilizatori trebuie să testeze cât mai curând posibil după colectarea probei.
- Sensibilitatea probei tampon nazale sau orofaringiene poate fi mai mică decât tamponele nazofaringiene. Se recomandă utilizarea probeilor de tampon nazofaringian de către profesioniștii din domeniul sănătății.
- Anticorpii monoclonali pot să detecteze sau să detecteze cu o sensibilitate mai mică, virusurile SARS-CoV-2 care au suferit modificări minore ale aminoacizilor în regiunea epitopului țintă.

- Cartiștea de antigen dīmtr-o probā poate scādea pe māsūrā ce duratā bolii crește. Probele colectate după ziua 5-7 de boală sunt mai susceptibile de a fi testate negativ în comparație cu un test RT-PCR.
 - Trusa a fost validată cu tamponaeline incluse în probe. Utilizarea tamponelor alternative poate duce la rezultate negative.
 - Validitatea cardului de testare a antigenului Rapid SARS-CoV-2 nu a fost dovedită pentru identificarea / confirmarea infecției de cultura țesutului și nu trebuie utilizată în această calitate.
 - Rezultatele pozitive ale testelor nu exclud coinfecția cu alți agenți patogeni. Rezultate pozitive pot apărea în cazul de colectare de SARS-CoV.
- PREGĂTIREA ÎNAINTE DE PROBA**
- Ștergiți curățenți și uscați o suprafață plană.
 - Verificați conținutul kitului de testare. Asigurați-vă că nimio nu este deteriorat sau rupt.
 - Temporizați la îndemână.
 - Sufletii nasul de mai multe ori înainte de a colecta speciimenul.
 - Splăteți-vă pe mâini.
- ELIMINAREA TESTULUI**
- Trusa de testare poate fi aruncată împreună cu deșeurile menajere normale, în conformitate cu reglementările locale aplicabile.
- Acest test este potrivit pentru oameni de toate vârștelle. Operatorii recomandați au vârște cuprīnd 14 și 90 de ani. Copīi cu vīrșta sub 14 ani ar trebui testați de un adult. Nu continuați testul dacă copilul simte vīēn durere.
- Roțī capacul sticlei de tampon de extracție a probei.
- Atenție: Deschideți departe de față și aveți grăb să nu vărsați lichid.**

Turnați tot tamponul de extracție din sticlă în tubul de extracție. **Atenție: Evitați atingerea sticlei de tub.**

Roțī capacul sticlei de tampon de extracție a probei.

Atenție: Deschideți departe de față și aveți grăb să nu vărsați lichid.



Introducere cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nării. Ruiați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folosiți același tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Așteptați tamponul în tubul de extracție. Ruiați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

Strângeti ușor tubul de extracție cu degetele și scoateți soluția din tampon cât mai mult posibil.

Aduceți componentele kitului la temperatura camerei înainte de testare. Deschideți pungă și scoateți cardul. Așteptați cardul pe o suprafață plană și uscată.

Atenție: Odăți deschis, cardul de test trebuie utilizat imediat.

Luati tubul de extracție și adugați 3 picături (aproximativ 75 µL) în godelul pentru proba (S), strângând ușor tub de extracție.

Atenție: Formarea bulelor de aer în sondă (S) trebuie evitată.

Citiți rezultatele în 15-20 minute. **Atenție: Este posibil ca rezultatele după 20 de minute să nu fie exacte. Dispozitivul folosit poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere normale, în conformitate cu reglementările locale aplicabile.**

INTERPRETAREA REZULTATELOR

POZITIV:
Pentru ca rezultatul testului să fie pozitiv, 2 linii trebuie prezente în mod clar: linia de control (C) și linia în zona de testare (T) în decurs de 15-20 de minute, rezultatul testului este pozitiv. **Atenție: Indiferent cât de slabă este banda colorată în zona de testare (T), rezultatul trebuie considerat pozitiv.**

NEGATIV:
Dacă apare o bandă colorată în zona de control (C) și nu apare nicio bandă colorată în zona de testare (T) în decurs de 15-20 de minute, rezultatul testului este negativ.

INVALID:
Dacă nu apare nicio linie de culoare în zona de control (C) în decurs de 15-20 de minute, testul nu este valid. Repetați testul cu un nou card de test.

Pozitiv	Negativ	Invalid

CONTROLUL DE CALITATE

Linia de control este un reactiv integrat și este utilizată pentru a controla procedura. Linia de control apare atunci când testul a fost efectuat corect și reacții sunt reanțuri.

INTREBARI FRECVENTE

1. Cum funcționează detectarea?
Proteina N a virusului SARS-CoV-2 reacționează cu învelișul în formă de dungă al liniei de test și, dacă este prezent, are ca rezultat o schimbare a culorii, adică apare o linie roșie. Prin urmare, dacă proba nu conține proteine virale sau antigen, nu va exista o linie de testare roșie (T).
2. Când ar trebui / pot să mă teste?
Vă puteți testa dacă aveți simptome sau nu. Studiile arată că testarea anterioară în primele 4 zile de boală înseamnă de obicei o încălcare virală mai mare, care este mai ușor de detectat. Deoarece rezultatul testului este un instantaneu valabil pentru acel moment, testarea trebuie repetată conform recomandărilor autorităților locale.
3. Ce poate afecta rezultatul testului meu? La ce ar trebui să fiu atent?
Asigurați-vă că vă suflați nasul de mai multe ori înainte de a colecta speciimenul.
4. BANDA DE TESTARE ARATĂ CÂND DECOLORAT SAU MURDĂR? CARE ESTE MOTIVUL PENTRU ACESTA?
Vă rugăm să rețineți că cardul de test nu trebuie utilizat cu mai mult de 3 picături de probă, deoarece absorbția lichidă a benzii de testare este limitată în mod natural. Dacă linia de control nu apare sau banda de testare este puternic murdară sau decolorată, cea ce o face inutilă, vă rugăm să repetați testul conform instrucțiunilor.
5. Am luat testul, dar nu văd o linie de control (C). Ce ar trebui să fac?
Rezultatul testului dvs. este nevalid. Respectați răspunsul la întrebarea 4 și repetați testul conform instrucțiunilor de utilizare.
6. Nu sunt sigur despre citirea rezultatului. Ce ar trebui să fac?
Dacă rezultatul dvs. este pozitiv și se vede o linie în mod clar în zona de control, aceasta poate însemna că sunteți negativ sau că încălcați virală este prea mică pentru a fi detectată. Dacă aveți simptome (febră, tuse, mialgia, pierderea simțului mirosului sau a gustului etc.), vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră de asistență medicală primară sau cel mai apropiat centru medical, recomandată de autoritățile locale. Dacă nu sunteți sigur, puteți repeta testul.
7. Rezultatul meu este pozitiv. Ce ar trebui să fac?
Când este rezultatul meu pozitiv, este posibil ca rezultatul meu să nu fie corect. Dacă apare o linie în zona de control, acest lucru înseamnă că sunteți negativ sau că încălcați virală este prea mică pentru a fi detectată. Dacă aveți simptome (febră, tuse, mialgia, pierderea simțului mirosului sau a gustului etc.), vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră de asistență medicală primară sau cel mai apropiat centru medical, recomandată de autoritățile locale. Dacă nu sunteți sigur, puteți repeta testul.
8. Cum pot avertiza produsul?
Trusa de testare poate fi aruncată împreună cu deșeurile menajere normale, în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

ACCESORII:

Producător	Reprezentant european	Marcaj CE
Tampon A Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Toujiao Town, Guangning District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	CE 1197 acc. 93/42/EEC
Tampon B Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengua No18, CP 29006, Málaga, Spain	CE 1197 acc. 93/42/EEC
Tampon C Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. No. 10 Beiuyan Ave., Huangyan 318020 Taizhou, Zhejiang, P.R. China	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	CE 1123 acc. 93/42/EEC
Tampon D Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. 16-B4-#1 North Qingyang Road, Tanning District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China	Luxus Lebenswelt GmbH Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany	CE 1197 acc. 93/42/EEC

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

	Utilizare in vitro diagnostic	Instrumentul de utilizare	Data de expirare	
	Teste pe kit	A se pastra uscat		Numarul lotului
	Reprezentant autorizat	A se feri de razele soarelui	Producteur	
	A nu se reutiliza	A nu se utiliza daca ambalajul este deteriorat		A se pastra intre 4-30 °C
	Marcaj CE		Numar de catalog	Avvertzați, consultați instrucțiunile de
	1123		Sterilizat folosind oxid de etilena	

Producător: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China.

Reprezentant autorizat: Lotus NL B.V.
Konings Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Versiunea 6.0 Data: 15 August 2021

SARS-COV-2 ANTIGEN GYORSTESTZ HASZNALATI UTMOVTAT ELOVSŐ ORRŰREGE MINTAVÉTELHEZ

Önellenőrzésre szolgáló eszköz

REF 114N0CS-2	1 Testz/csomag
REF 114N0CS-4	5 Testz/csomag
REF 114N0CS-6	20 Testz/csomag

ÖSSZEFOGLALAS

Az új típusú koronavírus a β törzshez tartozik. A Covid-19 egy akut légzőszervi megbetegedés. Az emberek általánoson fogékonyak rá. Jelen tudásunk szerint a fertőzés fő forrását a koronavírus fertőzött személyek jelentik, tünetmentes személyek is fertőzhetnek. Epidemiológiai kutatási eredmények szerint az inkubációs idő 1-14 nap között van, jellemzően 3-7 nap. A betegség fő tünetei láz, fáradtság, száraz köhögés, orrfolyás, torokfájás, izomfájdalom, hámszéklet hiánya.

ÖSSZETEVŐK

Összetevők	1 Testz/csomag	5 Testz/csomag	20 Testz/csomag
SARS-CoV-2 Antigen testkasetta (kőli mintavételhez)	1	5	20
Steril mintavételő pálca	1	5	20
Extrahációs cső	1	5	20
Minta puffert	1	5	20
Használati útmutató	1	1	1
Csoportos állvány	1 (csomagolás)	1	1

TELJESÍTMÉNY (SZENZITIVITÁS ÉS SPECIFITÁS)

SARS-CoV-2 antigeń gyorsteszt az antibiokimiai igazit eszettek való összehasonlítás alapján történt. A vizsgálat 1063 személy, orrüregből vett mintáiról történt. A vizsgálati eredmények az alábbiakban foglalkoznak össze:

Értékek tesztelésény	Pozitiv (+)	Negativ (-)	Összesen
Pozitiv (+)	425	1	426
Negativ (-)	10	627	637
Összesen	435	628	1063

Szenzitivitás (PPA) = 425/435*100% = 97.70% (95% CI: 96.29% - 99.11%)
Specifitás (NPA) = 627/628*100% = 99.84% (95% CI: 99.53% - 99.99%)
Pontosság (OPA) = 1062/1063*100% = 99.97% (95% CI: 98.36% - 99.97%)

A felhasználás vizsgálatát a következők mutatták:

- A lakosság felszámára 99.84%-a hibák nélkül végrehajtott a tesztelési eljárást
- 99.82% százalékon hibák nélkül értelmezte a (különböző) kapott eredményeket

Magyar / Hungarian

SARS-COV-2 ANTIGÉN GYORSTESTZ HASZNALATI UTMOVTAT ELOVSŐ ORRŰREGE MINTAVÉTELHEZ

Önellenőrzésre szolgáló eszköz

REF 114N0CS-2	1 Testz/csomag
REF 114	